

beurer

PureSkin Pro



CE



目录

1 符号与标志	3
2 简介	4
3 安全须知	5
4 设备描述	10
5 准备工作	11
5.1 进行皮肤敏感性测试	11
6. 启动应用程序	13
6.1 使用方法	14
6.2 面部护理的特别说明	15
6.3 使用周期	16
6.4 使用该装置治疗后	17
7.维护与清洁	17
7.1 清洁设备	17
8 问题处理	17
9.常见问题	18
10 废弃处置	21
11 产品规格	21
12 主要部件	22



尊敬的顾客：

感谢您选购我们的产品。本公司主营暖热、温和疗法、血压测量/诊断、称重、按摩、美容以及空气领域的应用设备，所有产品均品质优良且经过全面测试。请仔细阅读使用说明，并妥善保管，以供再次查阅。请确保其他使用者也可阅读本使用说明书，并按照本说明书内容进行操作。



此致

敬礼

Beurer 团队

警告

- 该设备及其适配器仅供家庭或个人使用，不得用作其他商业用途。
- 该设备仅适用于 18 岁以上的成年人。
- 该设备不可供儿童娱乐。
- 每次使用前，请检查设备和电源线是否完好无损。如发生损坏，切勿使用该设备。
- 请保持设备和适配器干燥。
- 切勿在浴缸、脸盆、淋浴器等潮湿环境下或其他含有水或其他液体的容器附近使用该设备-存在触电风险！
- 切勿直视设备光源。
- 切勿将任何物体插入设备内部。
- 确保设备的通风口无覆盖物。
- 如设备损坏，请勿触碰任何内部组件，以防触电。
- 如该设备电源线受损，请务必弃置。如无法移除电源线，请务必弃置该设备。
- 切勿在使用该设备时使其处于无人监管状态。应监管儿童以免其将设备作娱乐之用。

1 符号与标志

该设备及其使用说明所含符号及标志如下：

 警告	警告标志表示可能存在受伤风险或有害健康
重要事项	安全标志表示可能对设备或配件造成损坏
注意事项	重要信息的说明
危险	切勿将此设备靠近水或放到水中（例如在脸盆、淋浴室或浴缸中）使用——存在触电风险！
	请阅读使用说明
	该设备具有双重保护功能，符合 2 级防护等级。
	仅限室内使用
	注意防潮
	注意光辐射
	远离眼睛！
	请勿在晒黑的皮肤上或阳光暴晒后使用。
	请遵照废弃电器和电子设备指令（WEEE）进行弃置。
CE	本产品符合欧洲和本国指令的要求

2 简介

适用范围

IPL PureSkin Pro 脱毛仪用于去除女性和男性多余体毛。

该设备仅适用于**腿部、腋窝、比基尼线、胸部、腹部、背部和颧骨下方面部（仅适合女性面部）**。

该设备仅用于其设计目的，请遵照使用说明书中规定的方式使用。任何形式的不当使用都可能造成危险。因使用不当或使用者疏忽造成的一切损伤，生产商概不负责。

IPL 技术 - 工作原理

IPL PureSkin Pro 是一种基于光学原理的设备，可供个人持久脱毛。基于光学原理的脱毛是一种众所周知且十分有效的方法。在全球 15 年的临床应用中，人们已经证明 IPL 技术是一种安全有效的方法，可实现持久的脱毛效果。

光是如何脱毛的？

光学脱毛法基于选择性光热分解原理，使用光学能量使毛发生长失活。为了实现这种热效应，发根必须选择性地吸收光能并将其转化为热量。

当释放到皮肤组织中的光能大部分被毛发中的黑色素吸收时，此种选择性得以实现。将高能光转换成热能（热量），最终可使毛发生长失活。

毛发生长周期对光学脱毛有什么影响？

我们身上的每根毛发都经历毛发生长周期的三个阶段：生长期 (anagen)、退行期 (catagen) 和休止期 (telogen)。只有处于生长期的毛发才会对 IPL 治疗产生反应。



生长期-生长阶段



退行期-过渡阶段



休止期-停止生长阶段

虽然完整毛发生长周期的持续时间因人而异，并且人体不同位置生长的毛发周期也不同，但此周期持续时间通常为 18 至 24 个月。

请注意，使用 beurer 的 IPL PureSkin Pro 技术实现永久脱毛，至少需要一个完整的毛发生长周期。



3 安全须知



警告

在使用设备之前，请仔细阅读安全注意事项，并在使用设备时严格遵照说明书进行操作。不遵守使用说明可能会导致使用者受伤或造成物质损失。请妥善保管该使用说明书，以供再次查阅，并确保其他使用者也可阅读本说明书。

- 肢体发育不全，感官、心智受损人士需在他人监督之下或了解该设备的具体使用方法后，方可使用该设备。
- 孕妇或哺乳期女性请勿使用该设备！
- 该设备不可供儿童娱乐。
- 如果您发现皮肤极度发红、起泡或烧伤，请立即停止使用该设备！
- 切勿直视 IPL 灯的光源处。
- 切勿向空中释放光脉冲！
- 使用说明书背面的“毛发和肤色图表”可以帮助确定哪种光强度最适合您的肤色和体毛，以及这种方法是否完全适合您（如果为否，则在图表中用‘x’标记）。
- 请勿在自然黑皮肤上使用该设备！
- 请勿尝试打开或修理设备。如打开设备，您可能会接触到危险的电子元件或脉冲光能，这可能会导致严重损伤和/或永久性的眼睛损伤。
- 请勿使用带有接触凝胶的设备 - 这可能会损坏设备。



注意事项

该设备对黑毛发类型或黑色素含量高的毛发使用效果最佳。黑色和深棕色毛发显示出最佳反应，虽然棕色和浅棕色毛发也会对治疗产生反应，但通常需要更多的脱毛疗程。红毛发可以产生反应。白色、灰色或金色毛发通常不会对设备做出反应，尽管有些用户在多次脱毛疗程后会看到一些效果。

危险

确保设备及电源适配器远离水源。IPL PureSkin Pro 是一款电子设备。请勿将其置于水中或使其掉入水或任何其他液体中。



这可能导致严重的触电。

- 洗澡时请勿使用该设备。
- 如该设备潮湿，请勿使用。
- 如该设备掉入水中，请勿触碰。
- 如果电源适配器掉入水中，请立即拔下电源插头。
- 切勿用湿手触摸电源适配器或设备！



警告

如果您患有以下疾病之一，请勿在任何情况下使用该设备：

- 现在或过去患有皮肤癌，或者皮肤有潜在的恶性肿瘤需要治疗。
- 患有对闪光敏感的癫痫症。
- 患有胶原蛋白紊乱，如瘢痕疙瘩的形成或组织修复不良。
- 在治疗区域患有疱疹或牛皮癣，除非咨询了医生并接受了预防性治疗方可使用该设备。
- 光敏患者或患有其他形式的光敏感，如卟啉症，多形性光照性皮肤病，日光性荨麻疹，狼疮等。
- 患有代谢紊乱，如糖尿病。
- 患有血液凝固障碍。

如果您正在服用以下任何药物，请勿在任何情况下使用该设备：

- 正在服用使皮肤对光更敏感的药物，包括非甾体抗炎药（如阿司匹林，布洛芬，扑热息痛），四环素，吩噻嗪，噻嗪类利尿剂，磺脲类，磺胺类药物，DTIC，氟尿嘧啶，长春碱，灰黄霉素， α 羟基酸（AHA）， β 羟基酸（BHA），Retin-A[®]，Accutane[®]和/或局部类视黄醇。
- 正在接受或最近接受壬二酸治疗。
- 在过去三个月里一直服用类固醇。
- 在过去六到八周内进行了皮肤去角质治疗或其他皮肤平滑手术。
- 在过去三个月内接受过放疗或化疗。

在以下身体区域中，请勿在任何情况下使用该设备：

- 在鼻子或喉咙区域的粘膜上。
- 在有源植入物上或旁边，例如起搏器或失禁装置，胰岛素泵等。
- 在颧骨上方的脸上，眼睛周围，眉毛或睫毛周围，因为这可能会导致严重的眼睛损伤。
- 在乳头，乳晕，内阴唇，阴道，肛门，鼻子和耳朵。
- 男性切勿在阴囊或脸上使用该设备。
- 在穿孔处或其他金属物品上，如耳环或珠宝。
- 在待治疗区域的纹身或永久性妆饰上。
- 在深褐色或黑色斑块上，如大雀斑，胎记，痣，水泡或疣。
- 在湿疹，牛皮癣，病变，开放性伤口或急性感染部位。在患处区域愈合前，请勿使用该设备。
- 在受损或破裂的皮肤或有恶性肿瘤风险的区域。
- 在您可能希望将来有毛发的身体区域。



这份清单并非详尽无遗。

如果您服用处方药，由于疾病而定期接受检测和/或不确定该设备是否可供您安全使用，请在使用该设备前咨询您的医生或皮肤科医生。

可能产生的副作用：

如果根据使用说明书使用该设备，则与设备使用相关的副作用和并发症很少发生。

- 治疗后，皮肤可能会略微发红，发痒或触摸时发热。这些反应对人体无害，很快就会消失。
- 在短时间内，您可能在治疗区域出现类似于晒伤的皮肤反应。如果这种反应在三天内没有消失，请咨询医生。
- 剃毛或剃毛和光疗相结合可能会导致皮肤干燥或受刺激。这种反应对人体无害，会在几天内消失。如果您愿意，可以用冰块或湿布冷却患处。
- 如果皮肤仍然太干，可以在治疗后 24 小时涂抹无香味的保湿霜。
- 在极少数情况下，经过治疗的皮肤会变得非常红肿。这通常是因为您选择的强度水平太高，且这种情况更容易发生在身体的敏感部位。变红和肿胀应在 2 至 7 天内消退，并应经常使用冰敷治疗。温和的清洁是可以的，但应该避免阳光暴晒。
- 皮肤的变色非常罕见，显示为患处皮肤区域看起来更暗或更浅。可能是由于使用了对您的肤色来说太高的强度级别。如果变色在两周内没有消退，请咨询医生。在变色完全消失之前，请勿再次处理变色区域。
- 在极少数情况下，治疗后可能会出现烧伤或皮肤损伤。烧伤或损伤可能需要几周才能愈合，在极少数情况下，可能会留下疤痕。
- 在极少数情况下，可能会发生皮肤感染和炎症。这些可能是由于在剃毛或现有伤口或毛发内生引起的伤口上使用该设备引起的。
- 在下列情况下，治疗期间或治疗后可能会出现剧烈疼痛：在不剃毛的皮肤上使用该设备；选择的强度等级对您的肤色来说太高了；用光脉冲多次治疗同一处皮肤区域；在开放性伤口，炎症，纹身，烧伤等处使用该设备。
- 在极少数情况下，可能会形成永久性疤痕。疤痕通常以皮肤上扁平白色损伤的形式出现。可能需要随后的美容治疗来改善疤痕的外观。
- 在极少数情况下，使用该设备可能会导致蓝色/紫色血肿，可能持续五到十天。一旦血肿消退，就会发生锈棕色皮肤变色（色素沉着），这可能是永久性的。

在治疗前后对日光浴者的警告！



治疗前晒日光浴

1. 日光浴后，请至少等待 2 周后再使用该设备。
2. 治疗前，检查皮肤是否有晒伤的迹象。如果你的晒伤没有愈合，请等到它完全愈合才能使用该设备。
3. 在晒黑的皮肤上进行皮肤敏感性测试（参见 5.1 节），以确定哪种能量强度适合您。

治疗后晒日光浴

1. 治疗后，至少等待 48 小时后才能进行日光浴。仍然变红的皮肤必须远离阳光。
2. 在治疗后的前两周，当您在阳光下时，治疗过的皮肤必须用衣服或防晒霜（至少 SPF30）覆盖。

用人造光晒黑

“治疗前日光浴”和“治疗后日光浴”的说明也适用于使用人造光和美黑乳液的美黑。


在桑拿或游泳之前或之后 24 小时不要使用该设备，因为氯可能会刺激皮肤。



防止损坏重要事项

- 请勿尝试打开或修理您的设备。试图打开设备可能会损坏设备并使保修失效。
- 当设备插入插座时，不可使设备处于无人看管状态。
- 如果设备本身，电线或插头损坏，请勿操作设备并使电源线远离热物体表面。
- 使用后，请务必立即将设备从电源插座上拔下。
- 请勿将 beurer GmbH 不推荐的附件或配件与该设备一起使用。
- 在使用过程中，请勿将设备暴露在低于 10° C 或高于 35° C 的温度下。
- 如果您在使用过程中看到烟雾或闻到烟味，请勿使用该设备。
- 如果设备上的风扇开口破裂，脱落或完全丢失，请勿使用该设备。
- 如果设备上的肤色传感器或光线区域破裂或损坏，请勿使用该设备。
- 不要将光脉冲指向皮肤以外的任何其他物体表面。否则，这可能会导致光发射窗口或肤色传感器的严重损坏。闪光表面也可能造成损坏。只有设备与皮肤接触后，才能激活光脉冲。
- 使用后，将本品存储于其原始包装中。
- 请勿将设备暴露在几个小时的阳光直射或紫外线照射下，以防损坏。

4 设备描述



1	光线区域
2	肤色传感器/皮肤接触传感器
3	强度显示 (3级)
4	ON/OFF/电源开关

5	指示灯
6	触发按钮
7	电源适配器
8	设备插座

安全特性

该设备有一个**肤色传感器**。这款皮肤颜色传感器可防止您肤色太深或过度晒黑时对皮肤进行治疗。

该设备还内置了**紫外线过滤器**，可阻挡有害的紫外线。

该设备具有内置的**皮肤接触传感器**，以保护眼睛。传感器可确保设备保持在空中时不会发出光脉冲。仅当皮肤接触传感器与皮肤完全接触时才发出光脉冲。

5 准备工作

在启动设备之前，必须先完成以下操作：

1. 使用毛发和肤色图表（在这些说明的背面使用），查询哪种强度等级适合您。表中的“x”表示该设备不适合您使用。
2. 在每次使用前，剃掉你想要治疗的身体部位的毛发。不要使用脱毛膏代替剃须刀。




3. 确保待处理的皮肤区域剃光，干燥和清洁（没有任何残留物，如粉末，奶油，化妆品或除臭剂）。



警告

在使用设备之前不要使用易燃液体（如酒精或丙酮）清洁皮肤。

4. 使用干燥的无绒布清洁光照区和皮肤接触传感器。



5. 在完全治疗前 **48 小时**对你想要治疗的每个身体部位进行皮肤敏感性测试。

5.1 进行皮肤敏感性测试

1. 将设备插头插入设备，然后将电源插头插入电源插座。指示灯开始呈绿色闪烁（待机）。
2. 按 ON / OFF / 电源选择按钮。在强度显示屏上，一个小灯（level 1）开始以绿色连续亮起。



注意事项

在面部护理的情况下，应在没有毛发的区域进行皮肤敏感性测试，例如在耳朵下方或颈部侧面。

3. 将光照区放在皮肤上，然后按顺序按下触发按钮

释放 1 级光脉冲。确保光照区和皮肤接触传感器与皮肤完全接触。只有在皮肤接触传感器与皮肤完全接触时才能释放光脉冲。你会看到一个明亮的闪光，听到开裂的声音，可能会感觉到轻微的灼烧感和/或温暖。第一次闪光后，设备风扇打开。在 1-3 秒内（取决于强度等级），设备准备好接下来的脉冲，设备上的指示灯持续亮绿色。

4. 将皮肤接触传感器放在另一个治疗区域。再次按下 ON / OFF / 电源选择按钮增加强度等级，并使用触发按钮释放光脉冲。不要超过肤色的最大允许/推荐强度（请参阅这些说明背面的毛发和肤色图表）。



注意事项

如果前一级别对您不舒服，只能提高能量水平。如果能量水平 1 对您不舒服，请不要增加能量水平。

5. 如果在闪光后感觉不舒服，请降低强度。

6. 完成皮肤敏感度测试。等待 **48 小时** 并检查治疗过的皮肤区域。如果经过处理的皮肤表面看起来正常（无反应或仅有轻微变红），您可以

在皮肤敏感度测试的强度级别处理测试的皮肤区域。

如果前一级别对您不舒服，只能提高能量水平。如果能量水平 1 对您不舒服，请不要增加能量水平。




注意事项

如果您的治疗皮肤表面产生反应（例如发红或肿胀），请等待症状完全消退，然后以较低的强度进行另一次皮肤敏感度测试。如果治疗过的皮肤表面再次反应，请咨询医生。

6. 启动应用程序


1. 将设备插头插入设备，然后将电源插头插入电源插座。指示灯开始呈绿色闪烁（待机）。



2. 按 ON / OFF / 电源选择按钮。在强度显示屏上，小灯（1 级）开始以绿色连续亮起。

3. 如果您希望以更高的强度级别执行应用程序，请反复按 ON / OFF / 电源选择按钮以增加强度，直到达到所需的强度。

4. 将光照区域放在皮肤上并按下触发按钮以释放光脉冲。确保光照区域和皮肤接触传感器与皮肤充分接触。只有皮肤接触传感器才能释放光脉冲与皮肤完全接触。你会看到一个明亮的光，听到开裂的声音，可能会感觉到轻微的灼烧感和/或温暖。第一次闪光后，设备风扇打开。在 1-3 秒内（取决于强度等级），设备准备好接收下一个脉冲，并且设备上的指示灯持续亮起绿色。



6.1 使用方法



警告

不要在一次治疗中两次治疗同一区域。如果对某个区域进行多次治疗，则会增加副作用的风险。



注意事项

来自设备的脉冲应按行使用 - 从每行的一端开始，继续到另一端。这项技术可以更好地监测已经治疗的皮肤区域，并帮助您避免多次治疗同一区域或治疗重叠的皮肤区域。设备的光照区设计使其在已治疗皮肤区域留下临时印记。这些可见印记可用于精确放置下一个脉冲。

应用方法 1 “自动闪光”模式：

按住触发按钮。只要皮肤接触传感器与皮肤完全接触，该装置就会发出一系列连续的光脉冲。在按住触发按钮触发的第三个光脉冲之后，设备自动切换到“自动闪光”模式。该设备会定期自动发出光脉冲。此模式不需要手动按下触发按钮。“自动闪光”模式适用于治疗大面积区域，例如腿部。

申请方法 2 “释放个别闪光”：

每次光脉冲后释放触发按钮。设备产生下一个光脉冲时，将设备放置在刚刚治疗过区域旁边的区域。确保光照区

和皮肤接触传感器充分接触皮肤。该模式保证了精确的治疗，例如应用于膝盖或脚踝。

注意事项

如果设备没有发出任何光脉冲且指示灯为**橙色**，则表示皮肤传感器和皮肤之间没有足够的接触。

如果设备没有发出任何光脉冲并且指示灯为**红色**，则表示待处理的皮肤表面太暗。

注意事项

如果您觉得设备过热，请让其冷却几分钟。短暂的冷却后，您可以继续正常治疗。

6.2 面部护理的特别说明

警告

- 男士不得在脸上使用此装置。
- 当能量水平高于 2 级时，不得在脸上使用该设备。不得在颧骨上方或眼睛、眉毛或睫毛上使用该设备，否则可能会对眼睛造成严重伤害。不得在鼻子或喉咙区域的黏膜上使用该装置。
- 您的脸部肌肤非常敏感，需要特别小心。请遵守说明中的所有警告和安全须知，以防产生不良后果。我们建议您先在身上进行治疗，并在进行面部护理前了解该设备。该设备可用于治疗颧骨下方面部的所有区域，例如上唇、面颊、下颌、下巴和颈部。

1. 您必须在治疗前 48 小时进行皮肤敏感性测试（参见第 5.1 节）。皮肤敏感性测试应在没有毛发的区域进行，例如在耳朵下方或颈部侧面，以确定合适的能量水平。

警告

在进行皮肤敏感性测试后，至少一周内不要对已测试区域进行治疗。

2. 用白色眼线笔标记治疗区域。用标记作为发出脉冲的方向线。通过这种方式，您可以防止治疗区域重叠或错误地治疗面部的其他区域。
3. 对照镜子，使设备对准脱毛区域
4. 按照使用说明进行操作（参见第 6 节），并特别注意以下具体说明。

治疗上唇

如图所示，定位设备的光照区。在每个标记的区域内触发脉冲。避免对鼻孔和嘴唇进行治疗，因为这些区域更敏感。



❗ 注意事项

您可以抿起嘴唇或将它们按在一起以使治疗区域更加紧凑，或者在嘴唇和嘴唇边缘周围涂上一层厚厚的白色眼线。如果您不小心对嘴唇施加脉冲，白线会确保闪光的能量被反射并且不会到达您的嘴唇。

治疗脸颊和下颌

如图所示，定位设备的光照区。在每个点上触发脉冲，并从脸颊或下颌的一侧移动到另一侧。



治疗颈部和下巴

如图所示，定位设备的光照区。在每个点上触发脉冲，并从颈部或下巴的一侧移动到另一侧。



面部治疗后的护理

- 涂抹舒缓乳液，如芦荟汁。
- 至少 24 小时不得使用去角质产品、美白乳液或类似产品，因为这可能会刺激到治疗过的皮肤。
- 治疗后至少 48 小时内请避免超过 15 分钟的直接阳光曝晒。如果在此期间经过治疗的皮肤暴露在阳光下，则必须涂抹 SPF 30 或更高的防晒霜。
- 不得使用蜡或镊子来去除受治疗区域的毛发。

请记住，完成毛发去除可能需要一个完整的毛发生长周期。

6.3 使用周期

对于身体治疗：

- 使用 BeurerPureSkin Pro System 进行的前三或四次脱毛疗程应相隔两周左右。
- 使用 BeurerPureSkin Pro 系统进行的第五至第七次脱毛疗程应相隔四周左右。之后，您可以根据需要不时使用 BeurerPureSkin Pro System，直到获得持久的效果。

对于面部治疗：

- 使用 BeurerPureSkin Pro 系统进行的前六次脱毛疗程应相隔两周左右。
- 使用 BeurerPureSkin Pro 系统进行第七至第十二次脱毛疗程应相隔四周左右。之后，您可以根据需要不时使用 BeurerPureSkin Pro System，直到获得持久的效果。

这与我们所推荐的治疗计划相符，该计划可以达到最佳效果。但是，您可以创建不同的个人治疗计划，并且仍然可以获得满意的结果。

6.4 使用该装置治疗后

1. 完成脱毛过程后，长按开启/关闭/电源选择按钮 3 秒钟。当小绿色指示灯闪烁时，设备处于待机模式。
2. 从电源插座上卸下电源适配器。
3. 每次脱毛后，建议您清洁设备，特别是光照区域（参见“维护与清洁”）。
4. 清洁后，建议您将设备存放在原包装盒中，并远离水源。
5. 治疗后，请勿使用任何止汗剂/除臭剂，因为这些可能会刺激到皮肤。

7. 维护与清洁


7.1 清洁设备

每次脱毛后，建议您清洁设备，特别注意光照区域。

清洁时，请勿使用任何溶剂或其他腐蚀性或研磨性清洁剂，否则可能会损坏设备表面。

切勿将设备或其任何部件浸入水中！

1. 清洁之前，请从插座上卸下设备的电源适配器。
2. 请用干燥、干净的布清洁设备外壳。
3. 请用微湿、无绒的布轻轻清洁光照区域和皮肤接触传感器。



8 问题处理

“设备无法开启”

- 请确保电源线正确连接到设备。
- 请确保电源适配器已插入墙壁插座。

“按下触发按钮时没有发出光脉冲”

- 请确保设备与皮肤完全接触，并将光照区域和皮肤接触传感器均匀、牢固地压在皮肤上。为了您的安全，如果皮肤接触传感器完全被皮肤覆盖，则触发按钮仅激活脉冲。
- 如果设备上的指示灯亮红光，则表示您的肤色（由肤色传感器测量）太暗，无法安全使用。请在您身体的另一部位测试该设备或联系客服。
- 如果设备上的指示灯亮橙光，则表示与皮肤接触传感器所测量的皮肤接触不足。请提高与皮肤的接触程度或联系客服。
- 如果指示灯持续亮红光，则表示已达到最大脉冲数。

9. 常见问题

该设备的技术真的有用吗？

有用。在医生们所进行的临床测试中，BeurerPureSkin Pro System 的技术已被证为可用于实现持久的脱毛效果。

然而，其结果可能根据毛发生长周期、使用的能量水平和毛发厚度、颜色而变化。

使用该设备所进行的疗程要持续多久？

时长可根据所治疗身体的面积而变化。全身治疗（腿部、手臂、腋窝、比基尼区和颧骨下方的面部）在最低强度水平下大约需要 20 分钟。由于该设备使用电力运作，只要有必要即可使用该设备来在想治疗的身体部分进行完全脱毛。

该设备安全吗？

该设备的开发非常注重您的安全，并采用临床测试技术。但是，此设备与用于皮肤的任何其他产品或电子设备一样，必须按照使用说明和用户安全说明来使用。

该设备用起来会痛吗？

如正确使用，该设备的大多数用户在发出光脉冲时会感觉到微微的暖意。毛发较厚和发色较深的用户可能会感到轻微不适，但是一旦脱毛过程完成便会消退。该设备有三种能量设置，您可以根据皮肤的敏感度进行选择。

我应该多久使用一次该设备？

在用该设备进行体毛治疗的情况下，前四个疗程应相隔两周。第五至第七次疗程可以间隔四周进行。如果毛发又重新生长，可进行进一步的疗程直至达到

您想要的效果。在治疗颧骨下面的脸部毛发的情况下，前六个疗程应该相隔两周。第七至第十二次疗程可以间隔四周进行。如果毛发又重新生长，可进行进一步的疗程直至达到您想要的效果。

该设备对白色、灰色或金色毛发也有效吗？

该设备对深色或黑色素含量高的毛发最有效。黑色素是赋予毛发和皮肤颜色并吸收光能的色素。黑色和深棕色毛发反应最佳。棕色和浅棕色毛发也对治疗有反应，但通常需要更多的脱毛疗程。红色毛发的效果有限。白色、灰色或金色毛发通常不会对设备做出反应，尽管有个别用户在多次脱毛后发现有效果。

我可以在棕色或黑色皮肤上使用该设备吗？

该设备对天然的深色皮肤无效。该设备是一种基于光的设备，通过选择性处理毛发色素来去除不需要的毛发。周围皮肤组织中存在不同量的色素。任何人天生的皮肤中色素量均可以通过肤色来看，这决定了使用该设备时期面临的风险程度。用基于光的毛发去除程序治疗深色皮肤会产生不良后果，例如烧伤、水泡或皮肤变色（着色过度或色素减退）。该设备含一个集成式肤色传感器，可测量每次闪光前要治疗的皮肤的颜色。如果肤色传感器探测到设备即将用在较暗的肤色上，它会防止设备发出更多脉冲。

我什么时候可以看到明显的效果？

与所有其他基于光或激光的脱毛设备一样，疗效并非立竿见影，你甚至可能会认为根本没有发生任何事情。脱毛后，毛发有时似乎又长出来了，但通常情况下，这些毛发中的大部分会在两周后脱落。另外，毛发在三个不同阶段生长，并且该装置仅对活跃生长期中的毛发有影响。这就是为何想达到预期效果会需要多次疗程。

该设备是否也适合男士使用？

男士不得在面部毛发上使用该设备。

虽然该设备是为女性开发的，但它也适合男性使用。然而，男性的毛发（以胸毛为典型）会需要比女性更多的脱毛疗程以达到预期的效果。

为什么我的毛发仍在生长哪怕我一周前进行过治疗？

在使用该设备脱毛后的两周，毛发似乎仍在生长。这被称为“反弹”过程，大约两周后，你会发现毛发脱落或者可以轻轻将其扯出。（不过，我们不建议你扯出毛发，请让它们自然脱落）。由于错误的使用或不同的生长阶段，一些毛发也可能不会受到设备

的影响。可在后续疗程中处理这些毛发，这就是为何想达到预期效果会需要多次疗程。

在进行基于光的脱毛治疗后，有些重新长出的毛发会变得更薄更细，这是真的吗？

美容师和使用基于光和激光的脱毛设备的医生记录了太多这种现象。使用该设备脱毛后，一些重新长出的毛发可能会变得更薄更细。通常这些毛发仅仅是原来那些毛发的一部分，进一步的治疗可以对它们产生预期的效果。

当我“主动”晒黑时，为什么我不能进行治疗？

请勿在晒黑的皮肤上或阳光暴晒后使用该设备。晒黑的皮肤含有大量的黑色素，特别是阳光暴晒后，这适用于所有皮肤类型和肤色，包括那些似乎不易晒黑者。大量黑色素的存在会使皮肤更容易面临与使用该设备有关的负面后果的风险，包括烧伤、水泡和皮肤变色（着色过度或色素减退）。

长期使用该设备对我的皮肤有害吗？

在由专家和诸如梅奥医学中心等知名机构确认过的专业期刊中，光学和激光能量在美容医学中的应用已被大量记录了逾 15 年。这些期刊和机构没有报告因长期使用基于光和激光的设备而产生的任何副作用或伤害。

在无保护地暴露在阳光下之后，我应该等多久才能使用该设备进行治疗？

在无保护地暴露在阳光下之后，您应该等两周再使用设备。如果您仍然不确定阳光曝晒的事宜，请咨询医生。

在使用设备之前是否需要采取任何特定步骤？

每次使用该设备之前，至少两周内应注意避免治疗过的皮肤表面暴露在阳光下。UV 防晒霜（SPF 30+）和用衣物遮盖治疗过的皮肤有助于实现这点。此外，应用温和的肥皂和水来清洗将要治疗的区域，且应剃下皮肤表面的毛发。

治疗后如何护理治疗过的皮肤表面？

可以使用市面上有售的护肤产品来清洁和护理治疗过的皮肤表面。在治疗后 48 小时内，要特别注意避免无保护地暴露在阳光下。高防晒系数（30+）的防晒霜和用衣物遮盖该区域可提供足够的防晒保护。

10 废弃处置

为保护环境，该设备使用寿命结束时，请不要将其弃于生活垃圾中，请将设备送至当地合适的废弃物集中站或回收点。请根据欧盟废弃电器和电子设备指令处理该产品。如有任何疑问，请联系当地废弃物处理部门。






11 产品规格

类型	IPL 5500	
治疗面	3.1 厘米 ²	
技术	IPL (强脉冲光——家庭用)	
波长	475-1200nm	
最大能量级	最大值为 5J/cm ²	
可选能量级	3	
速度	发射 1 脉冲的间隔： 1 级 1 秒 2 级 2 秒 3 级 3 秒	
最大光脉冲	200000	
尺寸	约 160x43x67mm	
重量	约 180 克	
温度	运行时	10 - 40° C
	放置时	-10 - 70° C
相对湿度	运行时	相对湿度为 30-70%
	放置时	在 55° C (非冷凝) 时 0-90%

若有技术性修改，以修改后为准。

12 主要部件

型号	YJS024Y-1201800
输入	100-240 V AC, 50/60Hz, 500mA
输出	12V  1.8A
环保等级	该设备双重绝缘 (II 级) 
极性	

如有错误与变更，以变更后版本为准